

## 63300 Gummi Arabicum

CAS-Nr.: 9000-01-5  
EINECS: 232-519-5

Nach seinem Gehalt an Arabin wird das Gummi aus dem Sudan oder von anderen tropischen Akazienarten Nordafrikas Gummiarabikum genannt. Die Färbung der sehr verschiedenen großen kugeligen Stücke schwankt zwischen ganz blassem, bräunlichem Gelb bis zu zart rotbräunlichen Tönen.

Während die Stücke des Gummi arabicum gewöhnlich klaren Bruch zeigt, ist die wässrige Lösung leicht getrübt.

Die normalerweise vorkommenden Verunreinigungen durch Rindenteilchen, Holzfasern oder andere Fremdkörper bilden einen mitunter reichlich schmutzigen Bodensatz. Deshalb filtriert man die wässrigen Lösungen dieser Gummisorten ab, was erleichtert wird, wenn man vorher die Gummilösung anwärmt. Das Mischungsverhältnis mit Wasser geschieht ganz nach Belieben je nach Verwendungszweck. Wir lösen normalerweise 1 Raumteil Gummi in 2 Raumteilen Wasser über Nacht. Der sämige Gummischleim ist mit Verunreinigungen versehen und wird vor der Verwendung durch ein Sieb gerührt.

Gummilösungen neigen zum Säuern. Die Industrie setzt gebrauchsfertige Lösungen, welche auch heute noch als Büroleim verkauft werden, Konservierungsmittel zu. Wir verhindern das über einen längeren Zeitraum, indem wir 6 g Borax in 125 ccm Wasser heiß lösen und unsere Gummilösung damit versetzen. Die genannte Menge reicht für 1 Liter Gummilösung. Die Viskosität steigt dadurch allerdings etwas an, was aber normalerweise nicht stört und sich bei der Verarbeitung zu Emulsionen sogar vorteilhaft auswirkt.

Gummi arabicum ist ein hervorragender Emulgator, aber auch Kirsch-, Pfirsich-, Aprikosen- und Pflaumengummi stehen ihm nicht nach.

Gummilösungen versetzt man gern mit etwas Glycerin bis zu etwa 5 oder 10 Prozent, wenn sie zur Bereitung von Aquarellfarben dienen sollen. Durch die Mengenbemessung an Gummiarabikum, die für einzelne Pigmente verschieden ist, wird massgeblich zur Regelung der Lasurfähigkeit von Aquarellfarben im Gegensatz zu Deckfarben beigetragen.

Quelle: "Werkstoffe und Techniken der Malerei" (1967) von Kurt Wehlte

### Produktbeschreibung:

Natürliches, unbehandeltes Gummi arabicum.

### Spezifikation

Total aerobic microbial count	Max. 20000 cfu/g
Total combined yeasts and moulds count (TYMC)	Max. 20000 cfu/g
E. coli	Negativ in 5 g
Salmonella spp.	Negativ in 25 g

Hinsichtlich der aufgeführten Parameter entspricht das Produkt den Anforderungen für E 414, FCC, Ph. Eur., USP