

98156 – 98157 Kölner Instacoll

Das Kölner Instacoll System ist in verschiedenen Varianten erhältlich und ermöglicht hervorragende Vergoldungen mit echtem Blattgold. Das System besteht aus 2 Komponenten: Der Base (#98157) und dem Aktivator (#98156).

Einsatzgebiete: Außenvergoldungen, Innenvergoldungen

Verwendbare Goldsorten: alle echten Blattgoldsorten, Blattsilber, Blattpladium, Weißgold

Die Trockenzeit und Offenzeit dieser Klebemittel ist abhängig von der Art des Untergrundes, der Raum- bzw. Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ideale Verarbeitungsbedingungen sind bei 15 – 25 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 45 – 60 % gegeben. Wir empfehlen immer vor dem endgültigen Einsatz der Produkte ausgiebige Tests durchzuführen.

Die BASE wird mit einem Kunststoffborsten-Pinsel oder mit einem Spritzgerät aufgetragen. Nach Trocknung der Basisschicht, was bis zu einer Stunde dauern kann, ist es möglich, eine weitere Stunde zu vergolden. Für eine länger dauernde oder spätere Vergoldung wird mit dem Aktivator die Fläche wieder für die Metallhaftung reaktiviert. Dazu wird ein sauberes, flusenfreies Baumwolltuch mit Aktivator durchtränkt und die Flüssigkeit dünn und gleichmäßig aufgewischt. Verwenden Sie dafür unsere Kölner Instacoll Tissues. Diese Aktivierung kann auch noch nach langer Zeit angewendet oder wiederholt werden. Die Aktivierung ist nach wenigen Minuten trocken und hält dann die behandelte Fläche für etwa eine Stunde aufnahmebereit für Blattgold. Die Haftung erfolgt durch Druck, es wird deshalb empfohlen Transfergold zu verwenden.

Copyright © KVP Kölner Vergolderprodukte GmbH



Bilder: Copyright © KVP Kölner Vergolderprodukte GmbH